

Anziehanleitung



Epicon In - Epicondylitisspange




- ♦ Öffnen Sie den Klettverschluss der Epicondylitisspange.
- ♦ Schieben Sie die Spange von außen nach innen über den Unterarm, wobei die größere ovale Pelotte sich auf der Oberseite des Unterarms etwas medial, (d.h. zum Körper hin) versetzt, befindet.




- ♦ Die kleinere runde Pelotte bildet die zweite Auflagefläche der Epicondylitisspange und sollte gegenüber der großen Pelotte liegen.
- ♦ Führen Sie das Klettband durch die Umlenkschleife und schließen den Verschluss.
- ♦ Das Klettband sollte so fest angezogen werden, dass ein leichter Druck auf den Muskelbauch der gereizten Muskulatur entsteht.

Vor Anlegen der Spange:



Großbogiger Abgang der Unterarm- Streckmuskulatur am Epicondylus lateralis des Ellenbogens und der Beugemuskulatur am Epicondylus medialis.
➡ : Zugrichtung

Nach Anlegen der Spange:



Änderung der Zugrichtung der langen Sehnen der Unterarm- Streck- und Beugemuskulatur, die jetzt flacher (- tangential) verlaufen.
➡ : Zugrichtung

- ♦ Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker auf.
- ♦ Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.
- ♦ Die Epicon In Epicondylitisspange ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de