


# Anziehanleitung




## MRS 2-Schalen Korsett

**Befolgen Sie auf jeden Fall die Anweisungen Ihres Arztes beim Anlegen des MRS 2 Schalen-Korsetts und hinsichtlich der erforderlichen Tragezeit. Danach richtet sich das Anlegen der Orthese im Liegen oder im Stehen.**

- ♦ Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.



**1a.)** Legen Sie sich flach auf Ihren Rücken. Wenn Sie sich nicht auf die Seite rollen können, bitten Sie eine andere Person, Ihnen zu helfen, das Rückenteil mit den seitlichen Schließgurten unter Ihren Körper zu legen.




**2.)** Breiten Sie die seitlichen Schließgurte neben dem Rückenteil aus.



**4.)** Hängen Sie nun die Ösen der langen Bänder beidseits in die Haken am Vorderteil ein und ziehen Sie die Enden nach vorne und befestigen diese auf dem Flauschteil des Klettverschlusses.



**1b.)** Wenn Sie sich auf die Seite rollen können, legen Sie das Rückenteil hinter sich und rollen Sie sich wieder auf Ihren Rücken, so daß das Rückenteil unter Ihnen liegt.



**3.)** Beugen Sie Ihre Knie, damit Ihr Rücken flach auf dem Rückenteil liegt. Bringen Sie das Vorderteil in die richtige Lage.



**5.)** Schließen Sie die seitlichen Verschlüsse mit den Klettverschlüssen auf beiden Seiten. Das Vorderteil sollte korrekt in der Mitte des Körpers liegen.