

# Anziehanleitung



## RSO Rahmenstützaufbauorthese



### Für den Orthopädie-Techniker:

- ♦ Wählen Sie anhand der Maße und der Größentabelle die richtige Größe für den Becken- und Brustbügel aus.
- ♦ Nehmen Sie das Beckenteil mit den dorsalen Stäben und legen Sie dieses dem Patienten an. Schließen Sie die beiden Bügel mittels Klettverschluss. Falls notwendig, verändern Sie die Breite des Beckenbügels mit Hilfe der Schrauben und vorgesehenen Löcher an der hinteren Beckenspanne.
- ♦ Nehmen Sie den Brustbügel, stellen ihn auf die entsprechende Weite ein und befestigen Sie ihn in der gewünschten Höhe an den dorsalen Stangen. Die hierfür verwendete Aluminiumplatte können Sie durch die beiliegende Ortholenplatte ersetzen, falls Sie mehr Flexibilität im Brustbereich wünschen.
- ♦ Vor dem genauen Anschränken des Brustbügels sind die Neoprenteile zu entfernen und es ist darauf zu achten, dass nicht im dorsalen Bereich der Rückenplatte bzw. Bohrungen geschränkt wird.
- ♦ Nun überziehen Sie die Metallbügel wieder mit den Neoprenpolsterungen, befestigen alle Teile wieder und schließen die Rückenlederlasche.



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)



### 1. Variante mit verstärkter Seitenstabilisierung

- ♦ Durch die beiliegenden Axillarstäbe können Sie die Seitenstabilisierung des RSO verstärken. Dabei müssen Sie auf der Axillarlinie das Neopren am oberen Beckenbügel und am Brustbügel ca. 3 cm einschneiden. Danach richten Sie den Axillarstab an, schieben das Neopren beiseite und übertragen die Bohrungen. Bevor Sie den Axillarstab mittels Nieten oder Schrauben befestigen, schieben Sie das Neoprenpolster über.

### 2. Variante mit selbst angefertigtem Leibteil

- ♦ Falls der Patient bereits ein selbstgefertigtes Mieder besitzt oder ein Leibteil speziell angefertigt werden muss, ist dieses jederzeit mit der RSO-Orthese kombinierbar. Ein hierzu im dorsalen Bereich angenähter Klettverschluss erleichtert die Adaptierbarkeit.

### 3. Variante mit neaTec Leibteil

- ♦ Nehmen Sie das Leibteil aus der Verpackung und kletten Sie die beiden Teile des Leibteils auf das Flauschband das auf der Innenseite des Rückenteils der RSO angebracht ist.
  - ♦ Sie können die Weite durch den Abstand zwischen den beiden Teilen noch variieren.
  - ♦ Die RSO Orthese wird nun zusammen mit dem Leibteil über den Rumpf gezogen. Schließen Sie das Leibteil vorne mit Hilfe des Klettverschlusses.
  - ♦ Schließen Sie dann die beiden Beckenbügel ebenfalls mit dem Klettverschluss.
- 
- ♦ Die RSO Rahmenstützaufbauorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)