

RepoCox Hüftorthese

Die elastisch führende und fixierende Orthese für das Hüftgelenk



Die RepoCox Hüftorthese vereint hohe Funktionalität und außergewöhnlichen Tragekomfort für den Patienten.

Die Grundbandage besteht aus textilem elastischem Material mit lateral eingenähten Längsspiralen. Die führende und fixierende Wirkung wird durch eine spezielle Kreuzzuggurtung sowie das Anbringen einer Femurpelotte erreicht, die den Kompressionsdruck auf den Hüftkopf in Richtung Hüftpfanne erhöht. Durch diese Kombination aus elastischem Material, Längsspiralen, Pelotte und Kreuzzuggurtung wird eine hohe Stabilität erreicht.

Die Orthese ist in vier Größen erhältlich.

Indikationen

- Hüftluxation nach Hüftgelenksimplantation



Femurpelotte

Größe	Taillenumfang	Oberschenkel- umfang, Mitte	rechts	links
XS	60 - 85	40 - 55	12 U 001	12 U 002
S	75 - 100	50 - 65	12 U 003	12 U 004
M	90 - 115	55 - 70	12 U 005	12 U 006
L	105 - 130	60 - 75	12 U 007	12 U 008

Alle Maße in cm

