

Handgelenkbandage mit Schnürung

Die Bandage mit hohem Tragekomfort bei einfacher Handhabung



Die 20 cm lange Handgelenkbandage verfügt über ein Verschluss-System aus Schnürung und Klettverschluss, das ein problemloses formschlüssiges Anziehen mit einer Hand ermöglicht.

Eine dorsale und volare Aluminiumschiene halten die erkrankte Hand in Neutralposition. Sie können leicht den individuellen anatomischen Verhältnissen angepasst werden.

Das Obermaterial ist aus perforiertem Veloursleder gefertigt, die Innenseite mit einem hautfreundlichen und saugfähigen Material gefüttert.

Die Bandage ist in schwarz und beige erhältlich.

Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Prä- und postoperativ
- Radialisnervlähmung
- Nach Distorsionen
- Rheumatische Erkrankungen



HMV Nr. 23.07.02.4012

Größe	Handgelenk-Umfangmaß	rechts	links
Bandage beige			
XS	- 15	02 H 001	02 H 002
S	15 - 17	02 H 003	02 H 004
M	17 - 19	02 H 005	02 H 006
L	19 - 21	02 H 007	02 H 008
XL	21 -	02 H 009	02 H 010
Bandage schwarz			
XS	- 15	02 H 001/s	02 H 002/s
S	15 - 17	02 H 003/s	02 H 004/s
M	17 - 19	02 H 005/s	02 H 006/s
L	19 - 21	02 H 007/s	02 H 008/s
XL	21 -	02 H 009/s	02 H 010/s
Alle Maße in cm			