

GenuTec Mono Knieorthese

Leichte Knieorthese mit lateralem Monogelenk



Die GenuTec Mono Knieorthese zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und den hohen Tragekomfort aus. Sie wird zur Stabilisierung des Kniegelenks mit gleichzeitiger Bewegungslimitierung eingesetzt. Das laterale Monogelenk kann durch Quickpins schnell und einfach in die erforderlichen Flexions- und Extensionswinkel eingestellt werden. Der laterale Aluminiumrahmen ermöglicht eine problemlose Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten. Die Antirutsch-Gitterbeschichtung des Innenpolsters gewährt somit einen sicheren und optimalen Sitz der Orthese.

Die Polster und Verschlussgurte sind herausnehmbar und können mit der Hand in einer milden Seifenlauge gewaschen werden.

Indikationen

- Knieinstabilität
- Postoperativ zur Stabilisierung und Bewegungslimitierung des Kniegelenks
- Funktionelle konservative Behandlung von vorderen Kreuzbandverletzungen

HMV Nr. 23.04.03.3

Größe	Oberschenkel- umfang	Unterschenkel- umfang	rechts	links
S	35 - 46	27 - 34	01 MT 01	01 MT 02
M	46 - 56	34 - 41	01 MT 03	01 MT 04
L	56 - 68	41 - 50	01 MT 05	01 MT 06

Alle Maße in cm

