

SymphoTec

Symphysen-Iliosakralbandage

Höchste Effektivität bei maximalem Komfort



Indikationen

- Symphysensprengung
- Symphysendehnung
- Symphysiolyse
- Ruptur des Symphysenknorpels
- Beschwerden im Iliosakralgelenk
- Gefügelockerung des Iliosakralgelenks
- Als Spätversorgung nach Beckenringfrakturen

Durch eine zirkuläre Kompression und beidseitigen Druck oberhalb des Trochanter major wird der Beckenring stabilisiert und die schmerzhafte Verschiebung der Schambeinäste und des Iliosakralgelenks bei Bewegung vermindert.

Die teilelastische SymphoTec-Bandage ist mit einem Klettverschluss verschließbar. Die Kompressionskraft kann individuell und stufenlos durch den unelastischen Stabilisierungsgurt eingestellt werden. Dieser umfasst das Becken und wird durch eine Umlenkschleife mit einem Klettverschluss geschlossen.

Die unter dem Gurt liegende Bandage dient der Polsterung und verhindert Einschnürungseffekte. Dies gewährleistet einen hohen Tragekomfort und eine gute Compliance.

Die Bandage kann bei 30° C Feinwäsche gewaschen werden.

HMV Nr. 23.11.01.0007

| Größe | Hüftumfang | |
|-------|------------|-----------------|
| S/M | 71 - 106 | 01 ST 01 |
| L/XL | 101 - 137 | 01 ST 02 |

Alle Maße in cm



Bestellung Fon 0731-140 128 0 Fax 0731-140 128 9 www.neatec.de info@neatec.de