

DiskDr Extensionsorthese

DiskDr Double Extensionsorthese

Die innovativen, mit Luft befüllbaren Extensionsorthesen für die LWS in 2 Höhen

DiskDr Double



Die DiskDr Extensionsorthesen arbeiten mit vertikalen aufblasbaren Luftröhren, die sich beim Einpumpen der Luft so verlängern, dass die Wirbelsäule im LWS Bereich extendiert wird.

Die Bandscheiben, Zwischenwirbelgelenke und die belasteten Nerven werden entlastet und die Schmerzen reduziert.

Rückenhöhe mit Luftfüllung:

DiskDr: 18 cm

DiskDr Double: 20,5 cm

Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass bei 85% der mit einer DiskDr Orthese versorgten Patienten die Schmerzen innerhalb der ersten 3 Tage deutlich reduziert wurden.

Röntgenuntersuchungen beweisen, dass der Bandscheibenabstand am 4. und 5. Segment der LWS um durchschnittlich 3 mm erweitert wird.

Die Streckung der Lendenwirbelsäule entlastet den Zwischenwirbelbereich, was zu einer schnellen und effektiven Schmerzlinderung führt.

Die Orthesen haben ein Baumwoll-Innenfutter und sind latexfrei. Waschbar bei 30° C Handwäsche.

Indikationen

- Lumbalsyndrom
- Bandscheibendegeneration
- Bandscheibenvorfall
- Spondylolisthese, Spondylolyse
- Chronische Schmerzen
- Spinalkanalstenose
- Schmerzhaftes Altersskoliose

DiskDr



PG 23

Größe	Taillenumfang	DiskDr	DiskDr Double
S	71 - 78	30DD01	50DD01
M	81 - 88	30DD02	50DD02
L	91 - 99	30DD03	50DD03
XL	101 - 116	30DD04	50DD04
2XL	119 - 134	30DD05	50DD05
3XL	137 - 152	30DD06	50DD06

Alle Maße in cm