

# Resto® Opposition / Resto® Abduktion Handorthesen

Neue Materialien – Handorthesen zur optimalen Lagerung der Hand



Resto Opposition

Die neuen Resto® Handorthesen wurden zur Behandlung von neurologischen und entzündlichen Prozessen und zur Frakturbehandlung entwickelt. Sie lagern und immobilisieren Hand, Finger und Handgelenk. Die Resto® Opposition lagert den Daumen in funktioneller Oppositions-, die Resto® Abduktion in Abduktionsstellung.

Beide Orthesen haben einen Innenkern aus Aluminium, der an die anatomischen Verhältnisse anpassbar und mit einem NRX® Material laminiert ist. Dies bietet eine optimale Druckabsorption und hohen Tragekomfort. Das Oberflächenmaterial absorbiert Feuchtigkeit und hält die Haut trocken.

Die breiten Befestigungsgurte und das zusätzlich beiliegende Fixierungsband sind aus einem ARX® Material gefertigt und können ohne Haken an den Orthesen befestigt werden.

Die Orthesen können bei 40 °C in einem Waschsäckchen in der Maschine gewaschen werden.

## Indikationen

- Neurologische und entzündliche Erkrankungen wo Immobilisierung erforderlich ist
- Nach Gipsbehandlung bei Frakturen



Resto Abduktion

### Resto® Opposition HMV Nr. 23.07.02.3

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XS	4,5 - 6,5	<b>MRE25-1</b>	<b>MRE25-2</b>
S	6,0 - 7,5	<b>MRE25-3</b>	<b>MRE25-4</b>
M	7,5 - 8,5	<b>MRE25-5</b>	<b>MRE25-6</b>
L	8,5 - 9,5	<b>MRE25-7</b>	<b>MRE25-8</b>
Alle Maße in cm			

### Resto® Abduktion HMV Nr. 23.07.02.3

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
S	6,0 - 7,5	<b>MRE27-1</b>	<b>MRE27-2</b>
M	7,0 - 8,5	<b>MRE27-3</b>	<b>MRE27-4</b>
L	8,5 - 9,5	<b>MRE27-5</b>	<b>MRE27-6</b>
Alle Maße in cm			