

# DSO BOA® und DSO BOA® Dorso Sprunggelenkorthese

Das patentierte BOA®-Verschlussystem sorgt für optimale Stabilisierung



Die beiden DSO BOA® Sprunggelenkorthesen zeichnen sich durch optimale Stabilität und Passform aus. Sie können problemlos und schnell angelegt werden und sind jederzeit nachjustierbar.

Das Verschlussystem wird über einen zentralen Drehknopf bedient. Die Orthesen tragen nicht auf, können problemlos in normalen Schuhen getragen werden und sind beidseitig einsetzbar. Gut einsetzbar auch bei sportlichen Aktivitäten.

## DSO BOA® Sprunggelenkorthese

Die beiden über Kreuz laufenden Bänder sind sohlenseitig an der Orthese befestigt.

Zusammen mit den beiden herausnehmbaren lateralen Verstärkungen geben sie dem Sprunggelenk zusätzlichen Halt. Das Ergebnis ist eine optimale Passform und Stabilisierung.

## DSO BOA® Dorso Sprunggelenkorthese

Diese Alternative zur bewährten DSO BOA® Orthese zeichnet sich durch außergewöhnlich hohen Tragekomfort und Flexibilität bei einem niedrigen Profil aus. Dies wird durch die rückseitige Montage des BOA® Verschlusses erreicht. Die lateralen Verstärkungsbänder können optional sohlenseitig auf die Orthese angeklebt werden und erhöhen die Seitenstabilität.

## Indikationen

- Sprunggelenkdistorsion
- Mediale und laterale Bandverletzungen
- Instabilitäten nach Sprunggelenkfrakturen

### DSO BOA HMV Nr. 23.02.02.1037

Größe	Knöchelumfang	
XS	16 - 18	<b>01 DB 01</b>
S	18 - 20	<b>01 DB 02</b>
M	20 - 22	<b>01 DB 03</b>
L	22 - 24	<b>01 DB 04</b>
XL	24 - 28	<b>01 DB 05</b>
XXL	28 - 32	<b>01 DB 06</b>
Alle Maße in cm		

### DSO BOA Dorso HMV Nr. 23.02.02.1041

Größe	Knöchelumfang	
XXS	14 - 16	<b>01 DO 01</b>
XS	16 - 18	<b>01 DO 02</b>
S	18 - 20	<b>01 DO 03</b>
M	20 - 22	<b>01 DO 04</b>
L	22 - 24	<b>01 DO 05</b>
XL	24 - 26	<b>01 DO 06</b>
Alle Maße in cm		

