

M-Brace LSO Lumbal-Sakral-Orthese

Ruhigstellung und Schmerzreduzierung bei hohem Tragekomfort



Die M-Brace LSO Orthesen sind aus hochatmungsaktivem Material mit eingearbeiteten flexiblen Fixierungsstäben gefertigt. Das innovative, dorsale und doppelt gearbeitete Flaschenzugsystem erzeugt eine Endlordosierung und optimale Ruhigstellung.

Die Orthesen passen sich optimal den anatomischen Verhältnissen an. Sie zeichnen sich durch einfachste Handhabung, individuelle Weitenregulierung und hohen Tragekomfort aus.

2 Modelle stehen zur Auswahl:

M-Brace LSO

- ohne Rückenrahmen
- Rückenhöhe: 22 cm
- Vordere Höhe: 14 cm


M-Brace LSO Plus

- mit Rückenrahmen und Seitenfixierung
- Abrüstbare Orthese, kann dem Therapieverlauf angepasst werden
- Rückenhöhe: 27,5 cm
- Vordere Höhe: 16 cm
- Höhe Rückenrahmen: 37 cm
- Stabilisierung bis TH9

Beide Orthesen sind in 3 Größen erhältlich und individuell einstellbar durch ein patentiertes 6-stufiges Weitenregulierungssystem. Optionale Erweiterungsteile sind lieferbar.

Indikationen

- Bandscheibenvorfall
- Lumboischialgie
- Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen
- Postoperative Stabilisierung
- Spondylolisthese
- Spondylolyse
- Spinalkanalstenose



LSO HMV Nr. 23.14.04.0022
LSO Plus HMV Nr. 23.14.02.1009

Größe	Taillenmaß	LSO	LSO Plus
S/M	70 - 95	MB 62 71	MB 63 71
L/XL	95 - 115	MB 62 72	MB 63 72
2XL/3XL	110 - 130	MB 62 73	MB 63 73

Alle Maße in cm

Erweiterungsteile universal

MA 84 11

