

Oscar Plus Lagerungsorthese

Das individuelle Konzept zur Versorgung von Problemfüßen



Indikationen

- Dekubitusbehandlung und -prophylaxe
- Spitzfußprophylaxe und -therapie
- Zur Rotationskontrolle der Hüfte bei entsprechenden Fehlstellungen
- Ulcera an Ferse, Sprunggelenk oder Zehen

Die Oscar Plus Lagerungsorthese beruht auf einem neuen Konzept der Therapie und Prophylaxe von Dekubiti, Spitzfuß und Rotationsfehlstellungen. Sie zeichnet sich durch ihre individuelle Einstellbarkeit und Polsterung aus, wodurch eine schnelle, unkomplizierte und komfortable Versorgung von Problemfüßen gewährleistet wird.

Der gefährdete Fersenbereich ist bei der Lagerungsorthese freigelegt, so dass neue Dekubiti vermieden werden und bereits vorhandene ausheilen können.

Die Orthese bietet eine optimale Fersenentlastung im Liegen und Stehen und verfügt über eine Laufsohle, mit deren Hilfe erste Gehversuche im Haus unternommen werden können. Der Vorfußbereich ist hierbei geschützt.

Das Fellpolster ist bei 30° C Handwäsche waschbar.

HMV Nr. 23.03.01.0003

Größe	Schuhgröße	
S	34 - 37	10 U 001
	Austauschfell	10 U 101
M	38 - 41	10 U 002
	Austauschfell	10 U 102
L	42 - 44	10 U 003
	Austauschfell	10 U 103
XL	45 - 47	10 U 004
	Austauschfell	10 U 104