

GenuTec

Knieorthese

Funktionelle Knieorthese mit Bewegungslimitierung



Die GenuTec Knieorthese dient zur funktionellen Behandlung von Bandverletzungen des Kniegelenks. Das 4-Punkt-Prinzip gewährleistet eine optimale Hebelwirkung, reduziert die Innenrotation und begrenzt gleichzeitig die Subluxation der Tibia (vordere Schublade).

Der Aluminiumrahmen ermöglicht eine problemlose Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten. Durch Quickpins kann die erforderliche Flexions- und Extensionsbegrenzung leicht eingestellt werden. Die Orthese ist mit einem hautfreundlichen Material ausgepolstert, das Druckstellen vermeidet und unerwünschte Rotationsbewegungen der Orthese verhindert.

Durch das geringe Gewicht und die schlanke Form kann die Orthese gut auch unter der Kleidung getragen werden.

Die Polster und Verschlussgurte sind herausnehmbar und können mit der Hand in einer milden Seifenlauge gewaschen werden.

Indikationen

- Komplexe Knieinstabilität
- Postoperativ zur Stabilisierung bzw. Bewegungslimitierung des Kniegelenks
- Funktionelle prä- und postoperative Versorgung von Bandrupturen
- Meniskusverletzungen

HMV Nr. 23.04.03.3049

| Größe | Oberschenkel- umfang | Unterschenkel- umfang | rechts | links |
|-------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|
| S | 38 - 46 | 28 - 36 | 01 GT 01 | 01 GT 02 |
| M | 44 - 55 | 34 - 42 | 01 GT 03 | 01 GT 04 |
| L | 52 - 62 | 40 - 48 | 01 GT 05 | 01 GT 06 |
| XL | 60 - 70 | 46 - 54 | 01 GT 07 | 01 GT 08 |

Alle Maße in cm



Bestellung Fon 0731-140 128 0 Fax 0731-140 128 9 www.neatec.de info@neatec.de