

NeaPed / NeaPed Basic Fußorthesen

Nachtlagerungsorthesen bei Plantarfaszitis und zur Behandlung von Fersensporn



NeaPed

Die Fußorthesen NeaPed Basic und NeaPed dienen zur Lagerung bei Entzündungen der Plantarfaszie und bei Fersensporn sowie zur Dehnung von Achillessehne und Wadenmuskulatur. Die Polsterung kann abgenommen und bei 30° C Handwäsche gewaschen werden.

NeaPed

Die Orthese besteht aus einer geteilten Kunststoffschiene, die mit hautverträglichem Material ausgekleidet ist. Durch Kabelzüge an der Schiene kann die Dehnung der Muskulatur in 5 Stufen erhöht werden. Somit kann der Patient den Dehnungswinkel je nach Toleranz und Beschwerden einstellen. Die Schiene muss dazu nicht abgenommen werden.

NeaPed Basic

Die Kydexschiene wird vorne am Unterschenkel im Schienbeinbereich angelegt und hält den Fuß in 90°-Stellung. Dabei wird die Plantarfaszie des Fußes und die Wadenmuskulatur in einer leicht gedehnten Position gehalten, ohne Druck auf diese auszuüben. Das breite Waden- und Vorfußband hält die Schiene in einer korrekten Position. Die Gelpolsterung im Fußrücken- und Schienbeinbereich verhindert Druckstellen.

Indikationen

- Plantarfaszitis und Fersensporn
- Achillessehnentendinitis
- Nach Immobilisierung des Sprunggelenks
- Bei neurologischen Erkrankungen
- Spitzfußprophylaxe und -therapie



NeaPed Basic

NeaPed HMV Nr. 23.03.01.0

Größe	Schuhgröße	
M	36 - 40	02 NP 01
L	40 - 45	02 NP 02

NeaPed Basic HMV Nr. 23.03.01.0

Größe	Schuhgröße	
M	36 - 40	01 NP 01
L	40 - 45	01 NP 02

