

Maxxcare HEEL PRO EVOLUTION Fußorthese

Die innovative Fersenentlastung



Indikationen

- Dekubitus im Bereich der Ferse und des Unterschenkel

Die Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese ist ein modernes Hilfsmittel, das zur Behandlung und Prophylaxe von Fersendruckverletzungen entwickelt wurde.

Die Konstruktion beruht auf der bewährten und erfolgreichen Vicair Technology, die schon bei Sitzkissen für Rollstühle Anwendung findet. Konstruktionsbedingt ist die Maxxcare Heel Pro Evolution Orthese sehr leicht und komfortabel. Sie verhindert Druck auf die Achillessehne und garantiert die Freilagerung der Ferse. Die Anwendung ist einfach und bietet sicheren Schutz vor Reibungs- und Scherkräften.

Es ist möglich mit Unterstützung einer Hilfsperson außerhalb des Bettes einige Schritte im Zimmer zu gehen.

Die Orthese gibt es in 3 Größen und kann bei 60°C komplett in der Waschmaschine gewaschen oder mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel abgewaschen werden.

HMV Nr. 11.11.05.0039

Größe	Umfang Ferse-Spann	
ST	38 - 43	MC 6001
S	< 38	MC 6002
XL	> 43	MC 6003

Alle Maße in cm