

NeaManu Plus Handorthese

Unterarm-Handfixierung zur Korrektur ulnarer und radialer Deviation



Indikationen

- Zur Korrektur ulnarer und radialer Deviation
- Lähmungen
- Arthrose und rheumatische Arthritis
- Verbrennungen
- Frakturen

Die NeaManu Plus Handorthese zeichnet sich aus durch eine individuell anpassbare Schiene mit großer Auflagefläche und zahlreichen Einstellmöglichkeiten.

Der innere Metallrahmen ist mit einem weichen Schaum umgeben und mit einem abnehmbaren Bezug aus Frotteematerial ausgestattet.

Am seitlichen Unterarm sowie an der lateralen Seite der Hand sind Verbreiterungen zur besseren Fixierung angebracht. Diese können nach Bedarf angeformt werden und gewährleisten somit seitliche Stabilität am Unterarm und verhindern ulnare und radiale Deviation der Hand.

Weich gepolsterte Bänder fixieren die Hand und den Unterarm sicher auf der Orthese.

Der Bezug aus hautfreundlichem Frotteematerial absorbiert die Feuchtigkeit und kann zum Waschen bei 30° C Schonwäsche abgenommen werden.

HMV Nr. 23.07.02.3

	rechts	links
Universalgröße	35 H 001	35 H 002

