

DSO BOA® Sprunggelenkorthese

Das patentierte BOA®-Verschlussssystem sorgt für optimale Stabilisierung



Das Verschlussystem aus reißfester Schnürung und einstellbarem Drehknopf ermöglicht eine optimale Stabilisierung und Kompression des Sprunggelenks bei Bandverletzungen und Gelenkinstabilitäten nach Frakturen und Distorsionen.

Das System erlaubt eine problemlose individuelle Einstellung des Drucks und der Festigkeit und lässt sich im Verlauf der Anwendung leicht nachregulieren.

Zwei über Kreuz verlaufende Bänder stabilisieren das Sprunggelenk zur lateralen und medialen Seite. Das Ergebnis ist eine optimale Passform und Stabilisierung.

Die DSO BOA® Sprunggelenkorthese ist aus dünnem Nylon gefertigt und trägt wenig auf. Sie kann daher problemlos im normalen Schuh getragen werden und ist beidseitig einsetzbar.

Indikationen

- Sprunggelenkdistorsion
- Mediale und laterale Bandverletzungen
- Instabilitäten nach Sprunggelenkfrakturen



HMV Nr. 23.02.02.1037

Größe	Knöchelumfang	
XS	16 - 18	01 DB 01
S	18 - 20	01 DB 02
M	20 - 22	01 DB 03
L	22 - 24	01 DB 04
XL	24 - 28	01 DB 05
XXL	28 - 32	01 DB 06

Alle Maße in cm

