


Dorsolign / Dorsolign K LWS-Stützmiuder

Optimale Funktionalität bei höchstem Tragekomfort



Indikationen

- Lumbalgie, Lumboischialgie
- Spondylose, Spondylolyse, Spondylolisthesis
- Osteochondrose
- Osteoporose
- Gefügestörungen im lumbosacralen Übergang
- LWS- Insuffizienz mit rezidivierendem Lumbago
- Nach Prolapsoperationen



Dorsolign und Dorsolign K sind komfortable LWS-Stützmiuder für Damen und Herren, die hocheffizient und zugleich einfach zu handhaben sind. Sie lassen sich mittels Reißverschluss sehr leicht an- und ausziehen. Eine spezielle Rückenvergurtung erlaubt die optimale Einstellung der zirkulären Kompression.

Für Patienten mit starker Bauchanlage ist das Stützmiuder mit konvexem Bauchteil als Dorsolign K erhältlich. Die Rückenhöhe beider Varianten beträgt 32 cm. Zur Aufrichtung der BWS ist der Geradehalter mit dem Dorsolign adaptierbar.

HMV Nr. 23.14.04.0006

Größe	Taillenmaß	Dorsolign	Dorsolign K
60	67 - 73	03 DN 01	04 DK 01
65	72 - 78	03 DN 02	04 DK 02
70	77 - 83	03 DN 03	04 DK 03
75	82 - 88	03 DN 04	04 DK 04
80	87 - 93	03 DN 05	04 DK 05
85	92 - 98	03 DN 06	04 DK 06
90	97 - 103	03 DN 07	04 DK 07
95	102 - 108	03 DN 08	04 DK 08
100	107 - 113	03 DN 09	04 DK 09
105	112 - 118	03 DN 10	04 DK 10
110	117 - 123	03 DN 11	04 DK 11
115	122 - 128	03 DN 12	04 DK 12
120	127 - 133	03 DN 13	04 DK 13

Unisex-Größen! Alle Maße in cm

Gerdehalter HMV Nr. 23.13.01.0005

Größe	Unterbrustmaß	
S	80 - 90	03 SG 01
M	88 - 100	03 SG 02
L	98 - 108	03 SG 03
XL	106 - 114	03 SG 04
XXL	112 - 120	03 SG 05

Alle Maße in cm