

Kinder-Hüftorthese

Orthese zur Nachsorge von Hüftoperationen bei Kindern



Die Kinder-Hüftorthese wird hauptsächlich bei Kindern mit Zerebralparese nach Weichteil-Hüftoperationen eingesetzt oder als Folgeversorgung nach einer Spreizgips-Behandlung.

Durch die großflächige Rumpfeinfassung bietet die Orthese ein hohes Maß an Stützung und Stabilisierung der Becken-Bein Region.

Die Orthese ist aus thermoplastischem Kydex-Material gefertigt und kann so einfach nachbearbeitet werden. Die große dorsale Öffnung an der Rumpfeinfassung verbessert das Hautklima durch großzügige Belüftung. Das Hüftgelenk kann ohne zusätzliches Werkzeug sowohl in der Extension und Flexion als auch in der Innen- und Außenrotation eingestellt werden. Zur Einstellung der Abduktion ist ein Imbusschlüssel notwendig.

Die Oberschenkelmodule lassen sich an den Umfang anpassen.

Die waschbare atmungsaktive Polsterung schützt die Haut und hält sie trocken.

Produktmerkmale

- Nachformbares Kydex-Material
- Beidseitige Oberschenkelfassung
- Rom-Gelenk zur Flexions- und Extensionskontrolle 0°-120° in 15°-Intervallen
- Abduktion/Adduktion-Einstellung 0-45° in 5°-Intervallen
- Hüftkorb in der Breite einstellbar
- Rotation am Rumpf- und Oberschenkelmodul einstellbar
- Polsterung herausnehmbar, 30°C Handwäsche

Größe	Hüftumfang	Oberschenkelumfang, Mitte	
XS	33,0 - 40,5	13,0 - 20,5	96 HD 01
S	40,5 - 48,5	20,5 - 28,0	96 HD 02
M	48,5 - 56,0	28,0 - 35,5	96 HD 03
L	56,0 - 63,5	35,5 - 43,0	96 HD 04
XL	63,5 - 74,0	43,0 - 51,0	96 HD 05

Alle Maße in cm