

# M-Brace Handorthese

Hoher Tragekomfort und optimale Stabilisierung



Die M-Brace Handorthese zeichnet sich durch das atmungsaktive Material und die formstabile Konstruktion aus.

Das Verschlusssystem aus zwei Schnürungen mit Klettverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und das individuelle Einstellen auf den Handgelenksumfang.

Die ventrale und dorsale Aluminiumschienen sind herausnehmbar und können individuell angepasst werden. Über ein separates Klettband wird der Daumen fixiert.

## M-Brace Handorthese mit RIZOFIX Daumenfixierung

Die M-Brace Handorthese kann mit einer leicht anformbaren Aluminiumspange erweitert werden, welche den Daumen im Grund- und Sattelgelenk fixiert.


Die Daumenfixierung wird auf der M-Brace Handorthese aufgeklebt und der Daumen auf der mit Silikon gepolsterten Aluminiumauflage mit einem Klettverschluss fixiert.

## Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Distorsionen und Traumen
- Prä- und Postoperativ

### Mit RIZOFIX Daumenfixierung

- Zur Ruhigstellung des Daumen- und Daumensattelgelenks



### HMV Nr. 23.07.02.4044

Größe	Handgelenks- umfang	rechts	links
Regular	15 - 20	<b>MB 13 61</b>	<b>MB 13 62</b>
Extra	21 - 27	<b>MB 13 63</b>	<b>MB 13 64</b>

Alle Maße in cm

### Mit RIZOFIX HMV Nr. 23.07.02.2028

	rechts	links
Daumenfixierung	<b>MB 13 71</b>	<b>MB 13 72</b>

