

# M-Brace Patella Knieorthese

Stabilisierende Knieorthese mit Patellaführung



Die komfortable und hautfreundliche Knieorthese dient der Stabilisierung, Führung und moderaten Kompression des Kniegelenks.

Die innovative Kreuzgurtung über Ober- und Unterschenkel stabilisiert und führt das Kniegelenk im definierten Gelenkbereich. Die mittlere Kreuzgurtung und lateral eingearbeitete Silikonpolster zentrieren die Patella in ihrem Gleitlager.

Die 3-gelenkigen medialen und lateralen Gelenkschienen lassen sich in 15°-Schritten limitieren und passen sich der natürlichen Gelenkbewegung an. Somit kann die Orthese auch im akuten Stadium oder postoperativ zur Bewegungs-limitierung eingesetzt werden.

Das atmungsaktive Material in Kombination mit den lateralen einstellbaren Gelenkschienen bieten eine optimale Stabilität und Kontrolle des Kniegelenks.

Die M-Brace Patella Knieorthese ist beidseitig einsetzbar.

## Indikationen

- Chondropathia patellae
- Postoperativ und post-traumatisch nach Kreuz- und Innenbandverletzungen
- Patelladislokation und Patellasubluxation
- Meniskusverletzungen



**HMV Nr. 23.04.03.2025**

Größe	Umfang 15 cm über Knie	
S	38 - 45	<b>MB 43 01</b>
M	45 - 50	<b>MB 43 02</b>
L	50 - 55	<b>MB 43 03</b>
XL	55 - 60	<b>MB 43 04</b>
2XL	60 - 65	<b>MB 43 05</b>
3XL	65 - 70	<b>MB 43 06</b>

Alle Maße in cm