


# Dorsolign / Dorsolign K LWS-Stützmiester

Optimale Funktionalität bei höchstem Tragekomfort



## Indikationen

- Lumbalgie, Lumboischialgie
- Spondylose, Spondylolyse, Spondylolisthesis
- Osteochondrose
- Osteoporose
- Gefügestörungen im lumbosacralen Übergang
- LWS- Insuffizienz mit rezidivierendem Lumbago
- Nach Prolapsoperationen



Dorsolign und Dorsolign K sind komfortable LWS-Stützmiester für Damen und Herren, die hocheffizient und zugleich einfach zu handhaben sind. Sie lassen sich mittels Reißverschluss sehr leicht an- und ausziehen. Eine spezielle Rückenvergurtung erlaubt die optimale Einstellung der zirkulären Kompression.

Für Patienten mit starker Bauchanlage ist das Stützmiester mit konvexem Bauchteil als Dorsolign K erhältlich. Die Rückenlänge beider Varianten beträgt 32 cm. Zur Aufrichtung der BWS ist der Geradehalter mit dem Dorsolign adaptierbar.

### HMV Nr. 23.14.04.0006

Größe	Taillenmaß	Dorsolign	Dorsolign K
60	67 - 73	<b>03 DN 01</b>	<b>04 DK 01</b>
65	72 - 78	<b>03 DN 02</b>	<b>04 DK 02</b>
70	77 - 83	<b>03 DN 03</b>	<b>04 DK 03</b>
75	82 - 88	<b>03 DN 04</b>	<b>04 DK 04</b>
80	87 - 93	<b>03 DN 05</b>	<b>04 DK 05</b>
85	92 - 98	<b>03 DN 06</b>	<b>04 DK 06</b>
90	97 - 103	<b>03 DN 07</b>	<b>04 DK 07</b>
95	102 - 108	<b>03 DN 08</b>	<b>04 DK 08</b>
100	107 - 113	<b>03 DN 09</b>	<b>04 DK 09</b>
105	112 - 118	<b>03 DN 10</b>	<b>04 DK 10</b>
110	117 - 123	<b>03 DN 11</b>	<b>04 DK 11</b>
115	122 - 128	<b>03 DN 12</b>	<b>04 DK 12</b>
120	127 - 133	<b>03 DN 13</b>	<b>04 DK 13</b>

Unisex-Größen! Alle Maße in cm

### Gerdehalter HMV Nr. 23.13.01.0005

Größe	Unterbrustmaß	
S	80 - 90	<b>03 SG 01</b>
M	88 - 100	<b>03 SG 02</b>
L	98 - 108	<b>03 SG 03</b>
XL	106 - 114	<b>03 SG 04</b>
XXL	112 - 120	<b>03 SG 05</b>

Alle Maße in cm