

# Easy Walk Peroneusorthese

Das dynamische Leichtgewicht aus Carbonfaser



Die Easy Walk Peroneusorthese überzeugt durch ihr geringes Gewicht bei optimaler Flexibilität und Funktionalität. Die offene Spangentechnik im Wadenbereich ermöglicht eine optimale Anpassung der Easy Walk Orthese auf den jeweiligen Wadenumfang. Durch die Carbon-Faser-Technik wird die Belastungsphase auf dem beeinträchtigten Bein wesentlich verlängert. Die verbesserte Fußhebung bewirkt ein natürliches und dynamisches Gangbild und bietet eine optimale Unterstützung beim Gehen.

Die Easy Walk Orthese ist für Patienten bis max. 120 kg geeignet.

Das geringe Gewicht und die guten hygienischen Eigenschaften bieten höchstmöglichen Tragekomfort.

Jeder Orthese liegt eine Wildleder-sole bei.

## Indikationen

- Nach Peroneuslähmung
- Hemiplegie
- Allgemeine Fußheberschwäche
- Multiple Sklerose
- Poliomyelitis
- Zerebralparese



### HMV Nr. 23.03.02.6013

Größe	Schuhgröße	rechts	links
XS	34 - 36	01 EA 01	01 EA 02
S	36 - 39	01 EA 03	01 EA 04
M	39 - 42	01 EA 05	01 EA 06
L	42 - 45	01 EA 07	01 EA 08
XL	45 - 47	01 EA 09	01 EA 10