

# ErixThree® Schulterorthese

Funktionelle Stabilisierung der Schulter in der Neurorehabilitation



Die ErixThree® Schulterorthese wurde für Patienten mit Subluxation der Schulter nach Schlaganfall und neurologischen Erkrankungen entwickelt. Sie hebt das Schultergelenk an und hält den Humeruskopf sicher im Gelenk.

Integrierte Haftstreifen im Bereich der Rotatorenmanschette und M. Deltoideus garantieren einen stabilen Sitz der Orthese. Dadurch werden Mechano-rezeptoren der Muskulatur aktiviert und die Propriozeption erhöht.

Das atmungsaktive Material besteht aus perforiertem, kaschiert-mineralischem Neopren mit komplett klettfähiger Oberfläche. Diese erlaubt verschiedene Positionierungen von Gurten und Verstärkungshilfen, wie das adaptierbare BOA® System. Durch manuelle Stabilisierung kann dadurch eine kontrollierte Armabduktion eingestellt werden. Trotz seriöser Führung ist eine Armpendelbewegung gewährleistet.

Die Orthese wirkt außerdem kompressiv-elastisch und bietet dadurch eine optimale Passform. Dies hilft Schmerzen zu reduzieren und Langzeitschäden zu vermeiden.

Die ErixThree Orthese ist als Langzeitversorgung bestens geeignet.

## Indikationen

- Subluxation des Schultergelenks nach Schlaganfall oder neurologischen Erkrankungen
- Instabilität des Schultergelenks nach Trauma



QR-Code scannen und Video zur Anwendung anschauen

HMV Nr. 23.09.03.0007

Größe	Umfang Oberarm	Mitte rechts	links
XXS	19 - 24	<b>NEA940-RXXS</b>	<b>NEA940-LXXS</b>
XS	23 - 27	<b>NEA940-RXS</b>	<b>NEA940-LXS</b>
S	27 - 32	<b>NEA940-RS</b>	<b>NEA940-LS</b>
M	32 - 35	<b>NEA940-RM</b>	<b>NEA940-LM</b>
L	35 - 38	<b>NEA940-RL</b>	<b>NEA940-LL</b>
XL	38 - 42	<b>NEA940-RXL</b>	<b>NEA940-LXL</b>

Alle Maße in cm

**BOA® Verschluss TFC104**



Bestellung Fon 0731-140 128 0 Fax 0731-140 128 9 www.neatec.de info@neatec.de