



**Kinder-  
Orthetik**

Inhalt

<b>NeaTrachea</b> Cervicalstütze mit Trachea	3
<b>Lerman Minerva – Kind</b> Cervicalorthese	3
<b>Solo</b> Geradehalter	4
<b>Standard</b> Schulterverband	4
<b>Kallassy</b> Sprunggelenkbandage	5
<b>Oscar – Kind</b>	5
<b>Dylo – Kind</b> Lagerungsorthese	6
<b>Unterschenkel-Fußorthese – Kind</b>	6
<b>Barnie – Kind</b>	7
<b>Beach Boy</b> Gipsschuh	7
<b>Fixationskniechiene</b>	8
<b>NeaManu – Kind</b> Handorthese	9
<b>Handgelenkbandage</b> mit Schnürung	9
<b>Handlagerungsorthese</b> mit Einzelfingerfassung	10
<b>Handorthese mit Gelenk</b>	10
<b>NeaRest</b> Karpalorthese	11
<b>Pucci® Air Kind</b> Handorthese	11



**NeaTrachea**  
Cervicalstütze mit Trachea

- 2 Halbschalen, durch Klettverschlüsse auf den Halsumfang anpassbar
- Weiches, abwaschbares Material
- Hoher Tragekomfort
- Effektive Ruhigstellung
- Verstärkung und Belüftung durch Tracheaöffnung

**Lerman Minerva – Kind**  
Cervicalorthese

- Höchstmögliche Immobilisation der HWS
- Thermoplastisch nachformbar
- Leichte Verstellmöglichkeiten
- Gepolstertes, flexibles Polyethylen



**Indikationen**

- Verletzungen und Traumen der HWS die eine Ruhigstellung erforderlich machen

**Indikationen**

- Schwerere Verletzungen der HWS
- Nach Halo-Behandlung

HMV Nr. 23.12.03.2002

Größe	2 1/4 S	2 1/4 M	2 1/4 L
Halsumfang	25 - 31 cm	32 - 39 cm	40 - 45 cm
	<b>02 C 010</b>	<b>02 C 011</b>	<b>02 C 012</b>

HMV Nr. 23.12.01.1

Größe	Kinder	Jugendliche
	<b>04 C 000</b>	<b>04 C 001</b>



### Solo Geradehalter

- 2-teiliger Geradehalter mit Verstärkung im Rücken
- Weiche Polsterung im Achselbereich
- Individueller Verschluss durch Klettbänder

### Standard Schulterverband

- Armschlinge aus 2 getrennten Komponenten gefertigt
- Leichtes Anziehen
- Innenseite aus hautfreundlichem Frottee



#### Indikationen

- Haltungsfehler
- Nicht knöchern fixierte BWS-Kyphosen
- Vorbeugung von Haltungsschäden

HMV Nr. 23.13.01.0005

Größe XS Unterbrustmaß 66 - 78 cm **04 SG 01**



#### Indikationen

- Ruhigstellung bei Schulterverletzungen
- Post- und präoperative Fixierung der Schulter

HMV Nr. 23.09.01.0012

Größe XS **01 SV 01**



### Kallassy Sprunggelenkbandage

- Keine harten Konstruktionselemente
- Wirkungsweise wie ein Tapeverband
- Kann in fast jedem Schuh getragen werden
- Verhinderung der In- und Eversion bei funktioneller Erhaltung der Plantar- und Dorsalflexion

### Oscar – Kind

- Dynamische Lagerung des Unterschenkels und Fuß mit Fersenentlastung
- Rotationskontrolle der Hüfte
- Atmungsaktive Polsterung



#### Indikationen

- Außen- oder Innenbandverletzungen
- Prophylaxe bei Bandinstabilität während sportlicher Betätigung
- Bei Innenbandverletzung: Bandage für die andere Seite wählen, damit Fixierungsbänder innen verlaufen

HMV Nr. 23.02.02.3002

Größe	Schuhgröße	rechts	links
XXS	31 - 35	02 K 009	02 K 010



#### Indikationen

- Ulcera an Ferse und Zehen
- Rotationsfehlstellung der Hüfte
- Leichter, nicht spastischer Spitzfuß

HMV Nr. 23.03.01.0003

Fußlänge	Kleinkind 9 - 14 cm	Kind 12 - 18 cm
	10 UK 00	10 UK 01



### Dylo – Kind Lagerungsorthese

- Stufenlos einstellbare Spitzfußzügel
- Hautverträgliches Polstermaterial
- Anpassbares thermoplastisches Material
- Beidseitig einsetzbar

### Unterschenkel- Fußorthese – Kind

- Polypropylenschale thermoplastisch verformbar
- Individuelle Anpassung
- Fünf Kindergrößen
- Kann im Schuh getragen werden

### Barnie – Kind

- Ermöglicht kontrollierte Dehnung der Plantarflexoren
- Stufenlos einstellbare Positionen von 40° Plantarflexion bis 10° Dorsalextension
- Behandlung und Vorbeugung von Fersendekubiti durch Freilagerung der Ferse
- Ausleger am Unterschenkelteil ermöglicht Rotationskontrolle der Hüfte
- Zügel zur Beeinflussung der Inversion und Eversion vorhanden
- Alternative zu geschlossenen Gipsversorgungen

### Beach Boy Gipsschuh

- Gute Trittsicherheit durch Sohlenprofil
- Abrollhilfe durch konvexe Form der Sohle
- Beidseitig einsetzbar



#### Indikationen

- Spitzfußprophylaxe
- Postoperativ
- Leichte Spitzfußkorrekturen
- Plantarfasziitis
- Achillestendinitis

HMV Nr. 23.03.01.0011

Größe	Schuhgröße	
S	16 - 23	10 L 001
M	23 - 27,5	10 L 002
L	27,5 - 31	10 L 003



#### Indikationen

- Peroneuslähmung
- Zur Lagerung bei diversen Erkrankungen
- Zur Therapie bei Zehengang

HMV Nr. 23.03.02.5

Größe	Schuhgröße	rechts	links
XS	19 - 23	01 F 001	01 F 002
S	22 - 25	01 F 003	01 F 004
M	24 - 27	01 F 005	01 F 006
L	26 - 30	01 F 007	01 F 008
XL	29 - 34	01 F 009	01 F 010



#### Indikationen

- Muskulärer Spitzfuß
- In- und Eversionsfehlstellungen des Fußes
- Achillessehnenruptur
- Ulcera an Ferse und Zehen

HMV Nr. 23.02.03

Fußlänge 12 - 18 cm      12 UK 01



#### Indikationen

- Geh- und Abrollhilfe bei Gipsbehandlung

Größe XS    Fußlänge 18,5 cm    01 B 001  
Größe S    Fußlänge 22,5 cm    01 B 002



### Fixationskniechiene

- 3-teilig, individuell im Umfang einstellbar
- Hautfreundliches, waschbares Material
- Gerade Ausführung
- Herausnehmbare Aluminiumschiene



#### Indikationen

- Ruhigstellung
- Stabilisierung (z.B. zum Stehtraining)

HMV Nr. 23.04.01.0038

Länge	30 cm gerade	40 cm gerade
	01 K 000	01 K 003



### NeaManu – Kind Handorthese

- Herausnehmbare Aluminiumschiene
- Hautfreundliches Material
- Velcroverschlüsse



#### Indikationen

- Stabilisierung und Fixierung des Handgelenks
- Kindliches Rheuma
- Distorsionen

HMV Nr. 23.07.02.4

Größe	Handgelenkumfang	rechts	links
XS	8 - 10 cm	01 H 001	01 H 002
S	10 - 11 cm	01 H 003	01 H 004
M	11 - 13 cm	01 H 005	01 H 006
L	13 - 14 cm	01 H 007	01 H 008
XL	14 - 15 cm	01 H 009	01 H 010

### Handgelenkbandage mit Schnürung

- Schnürung mit Velcroverschluss, die einhändiges Anziehen ermöglicht
- hautfreundliches saugfähiges Material
- Herausnehmbare Aluminiumschiene
- Farbe schwarz und beige
- Einfaches Handling, hoher Tragekomfort



#### Indikationen

- Distorsionen
- Zur Stabilisierung und Fixierung des Handgelenks

HMV Nr. 23.07.02.4012

Handgelenkumfang 13 - 15 cm	rechts	links
	02 H 001	02 H 002



### Handlagerungsorthese mit Einzelfingerfassung

- Lagerungsorthese aus Polyethylen

### Handorthese mit Gelenk

- Kontrollierte Bewegungseinstellung des Handgelenks



### NeaRest Karpalorthese

- Thermoplastisch anpassbare Kydexschiene
- Herausnehmbares Polster
- Optimale Lagerung von Finger, Handgelenk und Unterarm
- Hoher Tragekomfort

### Pucci® Air Kind Handorthese

- Als Pucci® Air und Pucci® Air-T Version lieferbar
- Ausführung mit kleiner Luftkammer und kurzer Unterarmschiene
- Bezug in Tigerfell-Optik
- Ersatzbezug wird mitgeliefert



#### Indikationen

- Ruhigstellung und Lagerung der Hand und Finger

HMV Nr. 23.07.02.3012

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XS	5,0 - 6,5 cm	<b>11 H 001</b>	<b>11 H 002</b>



#### Indikationen

- Zur kontrollierten Bewegungstherapie

HMV Nr. 23.07.03.1

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XS	5,0 - 6,5 cm	<b>12 H 001</b>	<b>12 H 002</b>



#### Indikationen

- Schwere Distorsionen
- Rheumatische Arthritis
- Verbrennungen
- Nach Frakturen und Luxationen
- Nach handchirurgischen Eingriffen

HMV Nr. 23.07.02.3009

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XXS	4,5 - 5,0 cm	<b>30 H 001</b>	<b>30 H 002</b>
XS	5,0 - 6,0 cm	<b>30 H 003</b>	<b>30 H 004</b>



#### Indikationen

- Behandlung und Vermeidung von Hand- und Fingerbeugekontrakturen bei neurologischen Erkrankungen

HMV Nr. 23.07.03.1

Ausführung	rechts	links
Pucci® Air Kind	<b>14 H 001</b>	<b>14 H 002</b>
Pucci® Air-T Kind	<b>14 H 101</b>	<b>14 H 102</b>



**Mehr Produkte,  
mehr Auswahl,  
mehr Lösungen.**

**Für die optimale  
„Rundum-Versorgung“  
Ihrer Patienten.**



neaTec  
Vertriebsgesellschaft für  
orthopädische Erzeugnisse mbH

Dieselstraße 6  
89231 Neu-Ulm

Fon 0731-140 128 0  
Fax 0731-140 128 9

info@neatec.de  
www.neatec.de

Informieren Sie sich über unser  
umfangreiches Gesamtsortiment  
mit Produkten für Hand, Fuß, Knie, Hüfte,  
Schulter, Ellenbogen und Wirbelsäule für  
Erwachsene.