

NeaGrip Handorthese

Die komfortable und ökonomische Lösung bei starken Fingerbeugekontrakturen



Indikationen

- Nicht fixierte Beugekontrakturen der Finger
- Lagerung der Hand zur Vermeidung bzw. Verminderung von Fingerbeugekontrakturen bei Hemiplegie und Schädelhirntraumen

Mit der NeaGrip Handorthese können die Beugekontrakturen der Finger durch drei unterschiedlich dicke Handrollen schonend gelöst werden. Dabei sichern gut abgepolsterte Velcrobänder die Hand. Durch das biegsame Material lässt sich die Orthese individuell anpassen.

Zur Erleichterung der Hygiene kann der Bezug abgenommen und bei 30° C gewaschen werden. Die Orthese wird mit einem Ersatzbezug und einem Waschbeutel geliefert.

HMV Nr. 23.07.03.1

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
S	- 8	25 H 001	25 H 002
M	8 - 10	25 H 003	25 H 004
L	10 - 12	25 H 005	25 H 006

Alle Maße in cm

