

NeaKarot / NeaKarot Air Fingerquengelorthesen

Die optimale Möglichkeit zur Versorgung von starken Fingerbeugekontrakturen



NeaKarot

Die NeaKarot wurde entwickelt zur Behandlung von starken Beugekontrakturen der Hand. Durch das Dehnen der Finger wird der Druck auf die Handinnenfläche verringert, die Innenhand wird vor Verletzungen durch die Fingernägel geschützt und ein Feuchtigkeitsstau verhindert.

2 Varianten stehen zur Verfügung:

NeaKarot

Der mit Polyethylengranulat gefüllte Kegel wird zur Dehnung der Finger in die Hand eingeführt. Die Muskulatur kann sich entspannen und notwendige Hygienemaßnahmen können leichter durchgeführt werden. Die Orthese kann komplett bei 30° C Handwäsche gewaschen werden.

NeaKarot Air

Die aufblasbare NeaKarot Air wird im entlüfteten Zustand in die Hand eingeführt. Über ein Ventil wird der Luftsack aufgepumpt.

Die NeaKarot Air ist in Universalgröße lieferbar und wird als Set bestehend aus 1 Luftsack und 2 Bezügen geliefert. Der Bezug kann bei 30° C Handwäsche gewaschen werden.

Indikationen

- Starke, nicht fixierte Beugekontrakturen der Finger



NeaKarot Air

NeaKarot HMV Nr. 23.07.04.0

Universalgröße **11 NK 01**

NeaKarot Air HMV Nr. 23.07.04.0

Universalgröße **10 NK 01**

