

NeaRest Karpalorthese

Stabile Lagerung der Hand, Finger und des Unterarms



Indikationen

Zur Lagerung und Ruhigstellung der Hand und Finger bei

- Schweren Distorsionen
- Arthrose und rheumatische Arthritis
- Karpaltunnelsyndrom
- Frakturen und Luxationen
- Lähmungen und nicht fixierte Kontrakturen

Die stabile, thermoplastisch nachformbare Kydexschiene und das atmungsaktive Polstermaterial bieten eine optimale Lagerung von Handgelenk, Finger und Unterarm. Eine zusätzliche Polsterung im Bereich der Fingergrundgelenke ermöglicht eine schonende Fixierung der Finger auf der Schiene.

Das Kydexmaterial kann mit Hilfe von Hitze gut nachgepasst werden, so dass eine individuelle Anpassung der Schiene optimal möglich ist. Die offene Konstruktion verhindert unangenehmen Wärmestau und erlaubt einfaches An- und Ablegen der Orthese. Physiotherapeutische Übungen aus der Orthese sind so gut möglich.

Das herausnehmbare Polstermaterial ist hautfreundlich und atmungsaktiv und erlaubt somit höchstmöglichen Tragekomfort. Fünf unelastische Klettbinden sorgen für eine umfassende Fixierung.

Die Schiene ist in 4 Erwachsenen- und 2 Kindergrößen erhältlich.

HMV Nr. 23.07.02.3009

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XXS	4,5 - 5,0	30 H 001	30 H 002
XS	5,0 - 6,0	30 H 003	30 H 004
S	6,5 - 7,5	30 H 005	30 H 006
M	7,5 - 9,0	30 H 007	30 H 008
L	9,0 - 9,5	30 H 009	30 H 010
XL	9,5 - 11,0	30 H 011	30 H 012

Alle Maße in cm

