

NeaSoft Handlagerungsorthese

Das individuelle Konzept für Patienten mit sensibler Haut



Indikationen

Zur Lagerung und Ruhigstellung der Hand und Finger

- Nach Frakturen
- Nach Verbrennungen
- Nach Distorsionen
- Nach handchirurgischen Eingriffen
- Arthrose und rheumatischer Arthritis

Die NeaSoft Handlagerungsorthese verfügt über eine weiche Fleeceauflage und eignet sich damit besonders für Patienten mit empfindlicher Haut. Darüber hinaus sorgen weich abgepolsterte Velcrobänder für eine schonende Fixierung der Hand.

Durch ihre Aluminiuminnenstruktur lässt sich die Orthese individuell und exakt anpassen. Ein adaptierbarer Fingerkamm ermöglicht zusätzlich die Einzelfingerfassung.

Zur Erleichterung der Hygiene wird die Orthese mit einem Ersatzbezug und einem Waschbeutel geliefert. Der Bezug ist bei 30° C waschbar.

HMV Nr. 23.07.02.3003

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
S	- 8	20 H 001	20 H 002
M	8 - 10	20 H 003	20 H 004
L	10 - 12	20 H 005	20 H 006

Alle Maße in cm

