

# NeaTrachea Cervicalstütze

Die effektive und komfortable Lösung zur Ruhigstellung der HWS



Die NeaTrachea Cervicalstütze besteht aus zwei Halbschalen, die mit Hilfe von Klettverschlüssen exakt auf den Halsumfang angepasst werden.

Mit ihrer genauen Größenabstufung und dem weichen und abwaschbaren Material vereint sie hohen Tragekomfort mit effektiver Ruhigstellung der HWS bei orthopädischen und neurologischen Behandlungen.

Die Orthese kann beim Duschen und Baden getragen werden.

## Indikationen

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilirritationen der HWS
- Luxationen
- Schleudertraumen
- Distorsionen
- Nach Bandscheibenoperationen
- Radikuläre Schmerzzustände
- Nach Frakturen



## HMV Nr. 23.12.03.2002

Größe	Halshöhe	Halsumfangmaß		
		S = 25-31	M = 32-39	L = 40-45
2 1/4	6	<b>02 C 010</b>	<b>02 C 011</b>	<b>02 C 012</b>
3 1/4	8	<b>02 C 001</b>	<b>02 C 002</b>	<b>02 C 003</b>
4 1/4	10,5	<b>02 C 004</b>	<b>02 C 005</b>	<b>02 C 006</b>
5 1/4	13	<b>02 C 007</b>	<b>02 C 008</b>	<b>02 C 009</b>

Alle Maße in cm

