

Resto® Opposition Handorthese

Handorthese zur optimalen Lagerung der Hand



Indikationen

- Neurologische und entzündliche Erkrankungen bei denen Immobilisierung erforderlich ist
- Nach Gipsbehandlung bei Frakturen

Die neue Resto® Handorthese wurde zur Behandlung von neurologischen und entzündlichen Prozessen und zur Frakturbehandlung entwickelt. Sie lagert den Daumen in funktioneller Oppositionsstellung. Gleichzeitig werden Hand, Finger und Handgelenk stabilisiert und immobilisiert.

Die Orthese hat einen Innenkern aus Aluminium, der an die anatomischen Verhältnisse anpassbar und mit einem NRX® Material laminiert ist. Dies bietet eine optimale Druckabsorption und hohen Tragekomfort. Das Oberflächenmaterial absorbiert Feuchtigkeit und hält die Haut trocken.

Die breiten Befestigungsgurte und das zusätzlich beiliegende Fixierungsband sind aus einem ARX® Material gefertigt und können ohne Haken an der Orthese befestigt werden.

Die Orthese kann bei 40 °C in einem Waschsäckchen in der Maschine gewaschen werden.

Resto® Opposition HMV Nr. 23.07.02.3020

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XS	4,5 - 6,5	MRE25-1	MRE25-2
S	6,0 - 7,5	MRE25-3	MRE25-4
M	7,5 - 8,5	MRE25-5	MRE25-6
L	8,5 - 9,5	MRE25-7	MRE25-8

Alle Maße in cm

