

# Standard Schulterverband

Optimale Fixierung bei leichter Handhabung



## Indikationen

- Verletzung der Rotatorenmanschette
- Fixierung nach Luxation und Distorsion
- Zur post- und präoperativen Ruhigstellung
- Subkapitale Humerusfraktur

Beim Standard Schulterverband sind Armschlinge und Rumpffixierung aus getrennten Komponenten gefertigt, so dass eine optimale Fixierung in der individuell benötigten Ruhigstellung gewährleistet werden kann.

Die Einstellung über zwei vorhandene Gurte ermöglicht eine asymmetrische Entlastung der Schulter. Auf diese Weise kann ein kompliziertes „Einsteigen“ in die Orthese vermieden werden.

Der Standard Schulterverband lässt sich wahlweise unter oder über der Kleidung tragen und ist in fünf Größen erhältlich.

Die Innenseite besteht aus hautfreundlichem Frotteematerial, die Außenseite ist aus weichem Haftvelcro gefertigt. Die Orthese kann bei 30° C Handwäsche gewaschen werden.

## HMV Nr. 23.09.01.0012

Größe	Brustumfang	
XS	70 - 80	<b>01 SV 01</b>
S	80 - 95	<b>01 SV 02</b>
M	95 - 115	<b>01 SV 03</b>
L	115 - 150	<b>01 SV 04</b>
XL	> 150	<b>01 SV 05</b>

Alle Maße in cm

