

NRX® Ulnar Deviation Handorthese

Funktionelle Orthese zur Korrektur von Fehlstellungen



Die NRX® Ulnar Deviation Orthese unterstützt und stabilisiert die MCP Gelenke und korrigiert die ulnare Fehlstellung der Finger. Die volare Schiene wird unter den MCP-Gelenken angelegt und unterstützt so den Mittelhand-Bogen.

Die Orthese kann bei Alltagsaktivitäten aber auch als Lagerungsorthese während der Nacht eingesetzt werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind die getrennte Lagerung der Finger und der Schutz der Handfläche bei Spastik.

Die Orthese besteht aus einer leicht anformbaren volaren Metallschiene die in ein atmungsaktives Neoprenmaterial eingearbeitet ist. 2 Klett-bänder fixieren die Orthese über dem Handrücken.

Die Orthese ist bei 60°C waschbar.

Indikationen

- Ulnare Deviation der MPC-Gelenke
- Nach MCP Gelenkplastik
- Rheumatische Arthritis



Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
S	5,5 - 7,0	MR 2203-1	MR 2203-2
M	7,0 - 8,5	MR 2203-3	MR 2203-4
L	8,5 - 10,0	MR 2203-5	MR 2203-6

Alle Maße in cm

