

Unilign LWS-Bandage

Hohe Stützeffizienz und variable Anpassung an jede Körperform – auch XXL-Größen



Die Unilign-Bandage ist ein elastisches LWS-Stützmieler mit einem zweigeteilten Vorderteil, das sich optimal an jede Körperform anpassen lässt. So können mit nur acht Größen (S-5XL) sehr schlanke bis adipöse Patienten individuell versorgt werden.

Im dorsalen Bereich sind Blanchettestäbe eingearbeitet, um eine gute Stabilisierung im lumbosacralen Übergang zu erreichen. Bei Bedarf kann auf der Innenseite eine Pelotte angebracht werden.

Durch Überkreuzzüge, die sich auf dem selbsthaftenden Mikrogripmaterial im Frontbereich individuell befestigen lassen, wird eine perfekte Anpassung an jede Körperform gewährleistet. Darüber hinaus sorgen das hautfreundliche Material und die einfache Handhabung für einen optimalen Tragekomfort.



Pelotte weiß

Indikationen

- Schwere Lumbalgie
- LWS-Insuffizienz mit rezidivierender Lumbalgie
- Gefügestörungen im lumbosacralen Übergang
- Spondylose, Spondylolyse, Spondylolisthesis
- Osteochondrose
- Spondylarthrose
- Leichte Lumboischialgie



HMV Nr. 23.14.03.3023

Größe	Tailienmaß	
S	72 - 81	20 SU 01
M	82 - 91	20 SU 02
L	92 - 101	20 SU 03
XL	102 - 111	20 SU 04
2XL	112 - 125	20 SU 05
3XL	130 - 144	20 SU 06
4XL	145 - 159	20 SU 07
5XL	160 - 180	20 SU 08

Unisex-Größen! Alle Maße in cm

Pelotte weiß **20 SP 02**

