


1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 29500/2013/1 - TB36
3 Antragsteller (Name und Anschrift) DE3345750 / 0000 NeaTec Vertriebsgesellschaft für orthopädische Erzeugnisse mbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) DE3345750 / 0000 NeaTec Vertriebsgesellschaft für orthopädische Erzeugnisse mbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm
Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2013/08/08
	6 Datum und Nummer des Antrags 2013/05/28 -
	7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1010 00 1 Umsatzsteuersatz: 7%
8 Warenbeschreibung Sog. M-Brace Handorthese mit Rizofix Daumenfixierung, noch nicht zusammengesetzt, im Wesentlichen bestehend aus einer ca. 20 cm langen Bandage aus unelastischem Veloursmaterial mit Daumenausparung (Art.-Nr. MB 136x - in verschiedenen Größen und rechts bzw. links erhältlich), die um das Handgelenk und die Mittelhand herum angelegt und mittels zweier unelastischer Schnürungen und einem unelastischen Band, jeweils mit Klettverschlüssen, fixiert wird. Ventral ist eine 3 cm breite und 16,5 cm lange, entnehmbare, individuell anformbare Aluminiumschiene, dorsal eine ca. 17 cm lange und 1,5 cm breite, starre, ebenfalls entnehmbare Aluminiumschiene eingesetzt. Im Bereich des Daumens wird eine sog. Daumenfixierung (rechts/links, Art.-Nr. MB 1371/MB 1372) in Form einer biegsamen Aluminiumspange mit formbarer Aluminiuaufgabe, welche patientenseitig mit Silikon ausgekleidet ist, angeklebt. Äußere Form: siehe Abbildungen in der Anlage. Die Handorthese mit Rizofix Daumenfixierung wird hauptsächlich zum Stützen und Halten (Bewegungsbeschränkung) des Handgelenks sowie des Daumens u. a. bei Karpaltunnelsyndrom, Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung), degenerativen Veränderungen (z. B. Arthrose, Daumensattelgelenksarthrose) oder posttraumatisch eingesetzt, kann aber auch bei Distorsionen oder nach Karpal-/Metakarpalfrakturen eingesetzt werden. Die Ware, welche mit einer Gebrauchsanweisung in einem Karton verpackt ist, wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereicht.	
9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben vertrauliche Daten	
11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt: Beschreibung <input type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Stempel <input type="checkbox"/> Ort Berlin Unterschrift Im Auftrag Datum 08. August 2013 <div style="text-align: right;"> Beglaubigt:  Richtsteig (Tarifbeschäftigte) Seite 1 von 3 </div> 