

1 Erteilende Zollbehörde Generalzolldirektion - BWZ Dienstort Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 20506/2019/1 - DIX.B.T13.06
---	---

3 Antragsteller (Name und Anschrift) DE3345750 / 0000 NeaTec Vertriebsgesellschaft für orthopädische Erzeugnisse mbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) DE3345750 / 0000 NeaTec Vertriebsgesellschaft für orthopädische Erzeugnisse mbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm
---	--

Wichtiger Hinweis Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch aus entsprechender Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2019/07/11
	6 Datum und Nummer des Antrags 2019/04/16 ohne Az.
	7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1010 00 1 Umsatzsteuersatz: 7%

8 Warenbeschreibung
Fußorthese, sog. Xaver Lagerungsorthese, in Form einer Wareneinzelverpackung für den Einzelverkauf aus Orthese und Aufbewahrungsbeutel, in drei verschiedenen Größen, Art.-Nr. 10 X 001 bis 10 X 003, im Wesentlichen bestehend aus einer annähernd L-förmigen, leicht federnden, anatomisch geformten, mit einer Auswölbung im Fersenbereich und einer abnehmbaren Polsterung versehenen Kunststoffschiene für Unterschenkel und Fuß, mit einer in der Länge verstellbaren, gepolsterten Zehenauflage (charakterbestimmender Bestandteil im Hinblick auf die Bedeutung für die Verwendung). Im Fußsohlenbereich ist eine ca. 12 mm starke, starre, abnehmbare Laufsohle angebracht. In Höhe der Wade ist auf der Rückseite der Schiene ein circa 16 cm langer und 3 cm breiter, starrer, ebenfalls gepolsterter Kunststoffausleger angeschraubt, der zur Rotationskontrolle bzw. Korrektur der Hüftrotation eingesetzt werden kann. Zum Verschließen sind auf der Außenseite des Polsters Klettverschlüsse aufgenäht. Der Ware liegt ein netzartiger Aufbewahrungsbeutel aus Spinnstoffen bei, versehen mit einem Reißverschluss und einem Etikett, auf welchem der Patientennamen eingetragen werden kann.
Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage.
Die Fußorthese wird bei immobilen Patienten zur Prophylaxe bzw. Behandlung von Dekubitus und/oder Spitzfuß, zur Rotationskontrolle der Hüfte und Fersenentlastung im Liegen und Stehen sowie zur Behandlung von Ulcera an der Ferse, dem Sprunggelenk oder den Zehen eingesetzt.
Die Bestandteile sind gemeinsam mit einer Gebrauchsanweisung in einem Pappkarton verpackt.

Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.

9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	vertrauliche Daten
---	---------------------------

11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:
Beschreibung Kataloge Fotos Muster / Proben Sonstiges

Ort Berlin Im Auftrag
Datum 11. Juli 2019 Holländer

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Seite 1 von 3

