



Fon 0731-140 128 0 · info@neatec.de · www.neatec.de

Tonus® ist die neue Pucci Air

Seit vielen Jahre bieten wir als Firma neaTec GmbH mit den Pucci Air Handorthesen eine langfristige Versorgungsmöglichkeit von spastischen Händen.
Die Produktionsverlagerung des bisherigen Herstellers verhindert, dass wir in naher Zukunft zuverlässig alle Pucci Air Modelle liefern können.

Die Lösung - die neuen Tonus® Handorthesen

Diese Weiterentwicklung bietet zusätzlich zu den bekannten Varianten nun die Möglichkeit, die Luftkammer individuell auf die Abweichungen des Handgelenks einzustellen.
Ein neuer Bezugsstoff mit hohem Anteil an Naturfasern und damit verbesserter Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit sind weitere Merkmale, die einen Mehrwert für den Patienten bedeuten.
Dieser ist bei 60° waschbar.
Die grundsätzliche Bauweise der neuen Tonus® Orthesen wurde direkt von den Pucci Air Orthesen übernommen. **Handhabung und Anwendung bleiben somit gleich.**

Tonus/Pucci - eine Gegenüberstellung

Pucci	Tonus	Art.Nr. Pucci rechts / links	Art.Nr. Tonus rechts / links
Pucci Air	Tonus Fix Standard - C Vers.	15H001/2	MR407-SR/SL
Pucci Air-T	Tonus Fix Standard - RG Vers.	15H101/2	MR405-SR/SL
Pucci Air Lang	Tonus Fix Lang - C Version	16H001/2	MR407-XR/XL
Pucci Air-T Lang	Tonus Fix Lang - RG Version	16H101/2	MR405-XR/XL
Pucci Air Klein	-----	17H001/2	
Pucci Air – T Klein	Tonus Fix Klein - RG Version	17H101/2	MR405-PR/PL
Pucci Air Kind	-----	14H001/2	
Pucci Air-T Kind	Kinderversion entspricht Klein	14H101/2	MR405-PR/PL
Pucci Air Rolle	Tonus Hand Rolle	13H001/2	MR403-R/L

Bei der Ausführung Tonus Klein gibt es nur die RG-Varianten – vormals T-Variante

Neue Tonusvariante mit Rotationseinstellung –
Korrekturmöglichkeit der ulnaren/radialen Abweichung

Tonus Rotation Klein	MR406-PR/PL
Tonus Rotation Standard	MR406-SR/SL
Tonus Rotation Lang	MR406-XR/XL

Die Rotationsausführung gibt es nur in der RG-Variante – vormals T-Variante