

NeaRest Karpalorthese

Stabile Lagerung der Hand, Finger und des Unterarms



Die stabile, thermoplastisch nachformbare Kydexschiene und das atmungsaktive Polstermaterial bieten eine optimale Lagerung von Handgelenk, Finger und Unterarm. Eine zusätzliche Polsterung im Bereich der Fingergrundgelenke ermöglicht eine schonende Fixierung der Finger auf der Schiene.

Das Kydexmaterial kann thermoplastisch etwas nachgeformt werden, so dass eine individuelle Anpassung der Schiene optimal möglich ist. Die offene Konstruktion verhindert unangenehmen Wärmestau und erlaubt einfaches An- und Ablegen der Orthese. Physiotherapeutische Übungen aus der Orthese sind so gut möglich.

Die neue Variante NeaRest Abduktion Karpalorthese lagert den Daumen in mittlerer Abduktionsstellung.

Das herausnehmbare Polstermaterial ist hautfreundlich und atmungsaktiv.

Indikationen

Zur Lagerung und Ruhigstellung der Hand und Finger bei

- Schwere Distorsionen
- Arthrose und rheumatische Arthritis
- Karpaltunnelsyndrom
- Nachbehandlung von Frakturen und Gelenkverletzungen
- Lähmungen und nicht fixierte Kontrakturen

NeaRest Abduktion



NeaRest HMV Nr. 23.07.02.3009

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
XXS	4,5 - 5,0	30H001	30H002
XS	5,0 - 6,0	30H003	30H004
S	6,5 - 7,5	30H005	30H006
M	7,5 - 9,0	30H007	30H008
L	9,0 - 9,5	30H009	30H010
XL	9,5 - 11,0	30H011	30H012

NeaRest Abduktion HMV Nr. 23.07.02.3

Größe	Mittelhandmaß	rechts	links
S	6,5 - 7,5	36H001	36H002
M	7,5 - 9,0	36H003	36H004
L	9,0 - 9,5	36H005	36H006
XL	9,5 - 11,0	36H007	36H008

Alle Maße in cm

